

DOSAGGIO DEL CORTISOLO/CORTISONE SALIVARE


Istruzioni per la raccolta

Utilizzare il contenitore Salivette (fornito dal laboratorio)

Effettuare la raccolta all'ora indicata dal curante, per il prelievo "midnight" raccogliere il campione tra le ore 23:00 e le 24:00

ATTENZIONE:

- Evitare stress fisici o psichici nelle ore precedenti
- Nell'ora precedente la raccolta: **NON MANGIARE NON ASSUMERE ALCOOL NON FUMARE**
- Lavarsi i denti solo dopo la raccolta
- evitare di raccogliere il campione in presenza di sanguinamenti del cavo orale (verificare di non avere lesioni)



Modalità di raccolta del campione

Stringere saldamente il bordo del contenitore interno e rimuovere il tappo, la rimozione è facilitata se lo si spinge lateralmente facendo attenzione a non staccare il contenitore interno da quello esterno



Far scivolare il tampone in bocca battendo delicatamente il fondo della provetta

NON TOCCARE IL TAMPONE CON LE DITA



Masticare leggermente il tampone o mantenerlo sotto la lingua per 2 min quindi riposizionarlo nel contenitore
Chiudere la Salivette premendo con decisione sul tappo



Consegnare al più presto in Laboratorio, in alternativa conservare max 3 gg a 2-8 °C

Note: il prodotto non deve essere utilizzato nei bambini con età <3anni e nei soggetti a rischio di deglutire la salivette