

	<b>LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MEDICINA TRASFUSIONALE</b> <i>Direttore: Dr. Antonio Conti</i>	Rif. Norma UNI EN ISO 9001:2015

## RACCOLTA DELLE URINE PER IL TEST FAIRLEY

### Modalità di raccolta del campione

1. Il test deve essere eseguito in soggetto a riposo e a digiuno.
2. Può essere accettabile una moderata attività fisica nei bambini della prima-seconda infanzia (esempio: gioco).
3. La seconda minzione mattutina costituisce il campione idoneo per la valutazione morfologica degli eritrociti.
4. Svuotare completamente la vescica prima di iniziare la fase di raccolta delle urine.
5. Raccogliere tutte le urine delle minzioni effettuate nel corso delle successive due ore.
6. Conservare il campione di urina a temperatura ambiente durante il trasporto.
7. Consegnare rapidamente al laboratorio il recipiente con tutta l'urina raccolta.
8. Al fine di ottenere una corretta interpretazione è necessario eseguire l'esame dell'urina entro un'ora dall'ultima minzione.
9. Evitare la raccolta delle urine durante il ciclo mestruale o in corso di infezioni delle vie urinarie

### Materiale necessario

Contenitore monouso sterile con tappo a vite o a pressione (può essere richiesto al Laboratorio).