

## DOSAGGIO DEL CORTISOLO/CORTISONE SALIVARE


### Istruzioni per la raccolta

#### Utilizzare il contenitore Salivette (fornito dal laboratorio)

Effettuare la raccolta all'ora indicata dal curante, per il prelievo "midnight" raccogliere il campione tra le ore 23:00 e le 24:00

#### ATTENZIONE:

- Evitare stress fisici o psichici nelle ore precedenti
- Nell'ora precedente la raccolta: **NON MANGIARE NON ASSUMERE ALCOOL NON FUMARE**
- Lavarsi i denti solo dopo la raccolta
- evitare di raccogliere il campione in presenza di sanguinamenti del cavo orale (verificare di non avere lesioni)



#### Modalità di raccolta del campione

Stringere saldamente il bordo del contenitore interno e rimuovere il tappo, la rimozione è facilitata se lo si spinge lateralmente facendo attenzione a non staccare il contenitore interno da quello esterno



Far scivolare il tampone in bocca battendo delicatamente il fondo della provetta

**NON TOCCARE IL TAMPONE CON LE DITA**



Masticare leggermente il tampone o mantenerlo sotto la lingua per 2 min quindi riposizionarlo nel contenitore  
Chiudere la Salivette premendo con decisione sul tappo



**Consegnare al più presto in Laboratorio, in alternativa conservare max 3 gg a 2-8 °C**

**Note: il prodotto non deve essere utilizzato nei bambini con età <3anni e nei soggetti a rischio di deglutire la salivette**