



## **ISTRUZIONI PER L'ACQUISIZIONE ED IL TRASPORTO DEI PRELIEVI ISTOLOGICI E CITOLOGICI**

Ogni campione o campioni multipli dello stesso paziente devono essere accompagnati da una richiesta di esame istologico/citologico compilata in tutte le sue parti. Tale richiesta costituisce un atto ufficiale e sarà archiviata presso il nostro Servizio. Le richieste devono essere protette in apposite buste di plastica per evitare l'accidentale contaminazione con liquidi biologici e/o fissativi.

### **ESAME ISTOLOGICO**

#### **COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA**

In ogni richiesta devono essere riportati i seguenti dati:

##### **Identificazione del paziente**

- Cognome e nome scritti in stampatello in modo chiaro e leggibile
- Sesso
- Data e Luogo di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza

##### **Identificazione del mittente / richiedente**

- Struttura presso la quale è stata eseguita la prestazione
- Data del prelievo
- Nome del medico che ha eseguito e/o ha richiesto la prestazione
- Firma leggibile o timbro e firma del richiedente
- Eventuale numero di telefono per comunicazione

##### **Identificazione del materiale**

- Tipologia di esame (campione bioptico, chirurgico, etc.)
- Localizzazione topografica del prelievo e del materiale inviato
- In caso di prelievi multipli differenziati, identificarli con lettere dell'alfabeto o numeri
- Data del prelievo
- Eventuali reperi chirurgici

##### **Notizie cliniche**

- Breve anamnesi
- Esami radiologici e di laboratorio significativi
- Eventuali precedenti citologici ed istologici pertinenti già effettuati
- Eventuali trattamenti in corso o pregressi
- Diagnosi o sospetto clinico
- Evidenze o quesiti clinici particolari

- Eventuali patologie infettive rilevanti

### **IDENTIFICAZIONE E INVIO DEL CAMPIONE INVIATO**

I contenitori dei preparati istologici devono essere a tenuta stagna e sufficientemente grandi per contenere il materiale inviato senza deformato e in modo che sia ben immerso nel fissativo (formalina neutra tamponata a ph 7,2-7,4, formaldeide 4%).

Sulla parete del contenitore (mai sul coperchio!), deve essere apposta una etichetta identificativa recante:

- Cognome e nome del paziente
- Tipo di materiale
- In caso di prelievi multipli ogni campione deve essere indicato con la lettera o il numero identificativi corrispondenti a quelli riportati sulla richiesta

L'accettazione amministrativa con assegnazione del numero di protocollo sarà affidata al personale di Segreteria.

## **ESAME CITOLOGICO**

### **COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA**

Per la corretta compilazione delle richieste si rimanda ai punti precedenti (istologia)

#### **Identificazione del materiale**

- Localizzazione topografica del prelievo e del materiale inviato
- In caso di prelievi multipli differenziati, identificarli con lettere dell'alfabeto o numeri
- Data del prelievo

#### **Notizie cliniche**

- Anamnesi del paziente
- Esami radiologici e di laboratorio significativi
- Eventuali precedenti citologici e istologici
- Diagnosi o sospetto clinico
- Evidenze o quesiti clinici particolari
- Eventuali patologie infettive rilevanti

### **IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE INVIATO**

#### ***Liquidi***

Sulla parete del contenitore (mai sul coperchio!), deve essere apposta una etichetta identificativa contenente:

- Cognome e nome del paziente
- Tipo di materiale inviato
- In caso di prelievi multipli ogni campione deve essere indicato con la lettera o il numero identificativi corrispondenti a quelli riportati sulla richiesta

### ***Vetrini strisciati***

Sulla apposita banda smerigliata, usando una matita, sullo stesso lato del materiale devono essere riportati:

- Cognome e nome del paziente
- In caso di prelievi multipli ogni campione deve essere indicato con la lettera o il numero identificativi corrispondenti a quelli riportati sulla richiesta

### **INVIO DEL MATERIALE CITOLOGICO**

<b>TIPO di MATERIALE</b>	<b>FISSAZIONE/ CONSERVAZIONE</b>	<b>ORARI di CONSEGNA</b>	<b>INDICAZIONI PARTICOLARI</b>
<b>Citologia cervico-vaginale (PAP TEST)</b>		8.00 - 15.00 Lu - Ve	
> <b>tradizionale</b>	Citospray	8.00 - 12.00 Sa	>Identificare il vetrino riportando a <u>matita</u> cognome, nome e data di nascita della paziente sulla banda smerigliata.
> <b>fase liquida</b>	Spatola immersa in soluzione preservante, in apposito contenitore dato in dotazione (tappo a vite ermeticamente chiuso).		> Deposare la spatola con la punta verso il basso. Posizionare l'etichetta identificativa della paziente in <u>alto sul bocchetto</u> .
> <b>Agoaspirati e Secreti</b>	>Vetrini strisciati, <u>tempestivamente</u> immersi nella loro totalità in <u>alcool 95</u> . >Materiale in <u>siringa</u> da consegnare senza l'aggiunta di alcun fissativo quanto prima o da conservare in frigorifero a 4°C sino al recapito	8.00 - 15.00 Lu - Ve  8.00 - 12.00 Sa	>Identificare <u>tutti</u> i vetrini con il nome del paziente a <u>matita</u> sulla banda smerigliata.
> <b>Versamenti e Liquidi di lavaggio</b> (ascitico, pleurico, pericardico, operatori, intracistici, BAL, brushing)	> NESSUN fissativo >Il materiale raccolto in <u>siringa/ barattolo con tappo a vite rossa / o provetta con tappo bianco</u> (BAL-brushing), conservato a 4°C fino al recapito	8.00 - 15.00 Lu - Ve  8.00 - 12.00 Sa	>Apporre l'etichetta identificativa sul barattolo ( <u>non</u> sul coperchio).
> <b>Urine</b>	> Il materiale deve essere raccolto per tre giorni <u>consecutivi</u> nelle apposite provette in plastica contenenti fissativo e consegnato il terzo giorno <u>entro e non oltre</u> l'orario di consegna.	8.00 - 9.30 Lu - Sa	> Attenzione alla preparazione del paziente > Apporre l'etichetta identificativa sul contenitore (non sul coperchio).

> **Espettorati**

> NESSUN fissativo  
> Il materiale deve pervenire per tre giorni consecutivi negli appositi *barattoli con tappo a vite rosso* conservati a 4°C fino al recapito

8.00 - 9.30  
Lu - Sa

> Compilare il modulo di richiesta in tutte le sue parti nel modo più esaustivo.

# **INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE CITOLOGICO**

## **1) URINE DEI TRE GIORNI:**

Per un corretto esame citologico delle urine occorre osservare scrupolosamente i seguenti suggerimenti:

- 1) Appena svegli al mattino svuotare completamente la vescica e gettare l'urina.
- 2) Bere circa un litro d'acqua (non serve il digiuno; si può fare colazione).
- 3) Detersi con sapone neutro e sciacquare con abbondante acqua.
- 4) Raccogliere l'urina negli appositi contenitori contenenti liquido preservante (uno per giorno: totale di 3).
- 5) Richiudere accuratamente la provetta e scrivere sull'etichetta il cognome e nome.
- 6) Conservare i contenitori a temperatura ambiente lontano da fonti di calore.
- 7) Al terzo giorno consegnare i 3 contenitori alla Segreteria del Servizio di Anatomia Patologica

### **N.B.**

**L'esame deve essere eseguito per tre mattine di seguito.**

**I contenitori contenenti il liquido preservante per l'esecuzione della citologia urinaria sono in distribuzione presso la segreteria dell'Anatomia Patologica**

## **2) ESPETTORATO DEI TRE GIORNI**

Il materiale va raccolto al mattino a digiuno in contenitori sterili a bocca larga (ad es. barattoli con tappo rosso).

- 1) Prima della raccolta eseguire una buona detersione del cavo orale ed eventualmente togliere la protesi mobile.
- 2) Effettuare una espettorazione profonda, con colpi secchi di tosse, non raccogliere solo la saliva.
- 3) Eseguire una o due espettorazioni. In caso di difficoltà ad espettorare può essere d'aiuto l'inalazione preventiva di aerosol con soluzione fisiologica.
- 4) L'espettorato va inviato per tre mattine consecutive.
- 5) Inviare al più presto il materiale presso il Servizio di Anatomia Patologica