


Ricerca Leishmania spp

La leishmaniosi è una parassitosi presente in diverse aree di tutto il mondo. L'infezione umana è causata da varie specie di *Leishmania* trasmesse dalla puntura dei flebotomi (o pappataci). Le manifestazioni comprendono sindromi viscerali, mucosali e cutanee.

La diagnosi viene eseguita dimostrando la presenza dei parassiti negli strisci di sangue midollare o biopsia cutanea.

I test sierologici possono essere utili nel diagnosticare la leishmaniosi viscerale ma non cutanea.



Ricerca diretta PCR Real-Time su sangue intero

Tipo di campione: sangue intero in provetta EDTA senza gel separatore. L'indagine su sangue midollare e/o su biopsia produrrà un rapporto di ricerca e non un referto

Modalità di trattamento del campione per invio: mantenere il campione in frigo a +4°C fino alla spedizione; spedire il prima possibile, possibilmente a +4°C

N.B.: è possibile richiedere l'indagine su sangue midollare o su tessuto; in questo caso verrà emesso un rapporto di ricerca

Ricerca indiretta di anticorpi anti-Leishmania spp.

Tipo di campione: siero da prelievo ematico in provetta con gel separatore attivatore di coagulazione

Modalità di trattamento del campione per invio: centrifugare la provetta a 3.000 giri/min per 5 minuti; prelevare il siero e conservarlo a +4°C o congelarlo; spedire le aliquote il prima possibile, preferendo i primi giorni della settimana, mantenendo la temperatura di conservazione (+4°C o in ghiaccio).

Se impossibilitati a separarlo, inviare il prelievo usando la provetta con gel separatore il prima possibile.